

# WEYERMANN® Sauergut / Sour Wort

Öffnungsanleitung / Opening instructions



Zur Entnahme von Sauergut den Karton **nur an der Perforierung öffnen!**

For the withdrawal of Sour Wort open the cardboard box **only at the perforation!**



Weyermann® Sauergut ist aseptisch in einer Bag in Box (16l, 20kg) verpackt. Es sollte kühl, trocken und geschützt vor extremer Hitze und Kälte gelagert werden.

In ungeöffneter Originalverpackung ist eine Haltbarkeit von 360 Tagen (bei 20°C) gegeben.

The product is aseptically packaged in a bag in a box (16l / 4.23 US-gallon, 20 kg / 44.09 lbs.) It should be stored cool, dry and protected from extreme heat and cold.

Shelf life: in an unopened original, packaging a shelf life of 360 days (at 20°C / 68° F) is given.

## 1 | Ausgangsposition

Die geschlossene Verpackung so kippen, dass die Perforierung für den Ausguss unten liegt.

## 1 | Starting position

Tilt the closed package until the perforation for the spout is at the bottom.




## 2 | Ausguss vorbereiten

Perforierung nach innen drücken, lösen und nach vorne klappen.

## 2 | Preparing the spout

Press perforation inward, loosen it and fold forward.



## 3 | Ausguss fixieren

Den Ausguss an der blauen Verschlusskappe leicht nach vorne ziehen und mit der Kartonklappe fixieren.

## 3 | Fixing the spout

Pull the spout slightly forward by using the blue cap, and fixate it with the cardboard flap.



## 4 | Fertig!

Schraubverschluss und Versiegelung lösen und Weyermann® Sauergut entnehmen.

## 4 | Ready!

Remove the screw cap and seal and pour out Weyermann® Sour Wort.